



GLOBUS

ACTIVA 700



Para la cura del cuerpo, de vuestra belleza y del bienestar.
Ideal para los deportistas exigentes.

271 Programas

13 Rostro-piel G-Pulse © – 60 Belleza – 58 Fitness – 53 Deportes
21 Deportes especiales – 12 Tens – 3 Rehab – 3 Incontinencia -
12 Microcorrientes – 36 Serial Sequential Stimulation "3S"

TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA DE LA NUEVA GAMA 2013

Globus presenta una tecnología innovadora destinada a revolucionar el empleo de la electrostimulación en ámbito estético, deportivo y medical: la tecnología **3S (Serial Sequential Stimulation)**.

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION "3S": la contracción secuencial de los varios sectores musculares produce una onda de presión profunda en la musculatura interesada que determina el drenaje de los líquidos intersticiales y favorece el regreso de la sangre venosa al corazón.

TRATAMIENTOS PIEL-ROSTRO: ACTIVA 700 presenta las nuevas e innovadoras corrientes "regenerativas" **G-PULSE**, propuestas para aplicaciones de Estética y Belleza capaces de regenerar la producción de colágeno en los tejidos.

CABEZAL G-TRODE: ACTIVA 700 está dotado de un cabezal especial que permite, con la utilización de los programas G-PULSE, obtener una más eficaz estimulación de la piel.

NUEVO MALETÍN: ACTIVA 700 se presenta en un práctico y moderno maletín en aluminio y cuero-ecológico que facilita el transporte permitiéndole estar siempre a la moda.

PROGRAMAS CARA & SENOS: ACTIVA 700 está dotado de un set completo de programas para la tonificación de los músculos faciales y los senos.

DEPORTES ESPECIALES: una lista de programas especiales para estimular de manera eficaz y específica las zonas musculares de las actividades deportivas más comunes.

MULTI-USER: con ACTIVA 700 es posible memorizar hasta 10 usuarios diferentes y crear una librería de programas personalizados en función de los objetivos individuales.

MODO AUTOMÁTICO (AUTO STIM®): permite llevar a cabo un programa de manera automática sin tener que intervenir manualmente sobre la regulación de la intensidad.

SYNCRSTIM: simplemente pulsando un botón se puede aumentar la intensidad de los 4 canales simultáneamente.

FUNCIÓN RUN TIME: esta función permite modificar el tiempo, la frecuencia y la amplitud del impulso durante el tratamiento.

PROGRAMABLE: 10 memorias libres, sólo EMS y TENS.

FUNCIÓN 2+2: posibilidad de realizar dos programas distintos contemporáneamente.

FAVORITOS: permite memorizar hasta 15 programas por usuario.

LAST 10: memoriza los últimos 10 programas ejecutados.

WORK TIME: indica el tiempo total de empleo del aparato.

MY TRAINER: visualiza en la pantalla la localización de los electrodos.

STIM LOCK



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Canales: 4 CANALES independientes
Frecuencia: 0,3 – 150 Hz - Potencia: 120 mA por canal
Amplitud de impulso: 40 – 450 µs
Forma de onda: Onda cuadrada, bifásica, simétrica, compensada.
Alimentación: batería recargable
Pantalla retroiluminada
Dispositivo Clase II A
Conforme a la directiva 93/42/CEE - 2007/47/CEE

DOTACIÓN

1 maletín
1 estimulador Activa 700
1 cabezal G-Trode
4 cables electroestimulación y 2 cables microcorriente
4 electrodos autoadhesivos cuadrados, 4 rectangulares
1 pack Gel
1 cargador
1 manual operativo



DOMINO S.R.L. - Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALY

Tel. (+39)0438.7933 - Fax (+39)0438.793363 - www.globuscorporation.com - info@globuscorporation.com

ACTIVA 700

Lista de programas

Fitness

Reafirmación
 Reafirm. Bio-Pulse
 Modelado
 Mod. Bio-Pulse
 Tonificación
 Aumento Masa
 Body Sculpting
 Definición
 Jogging
 Fitness Anaeróbico
 Fitness Aeróbico
 Prevención Calambres

Belleza

Drenaje
 Drenaje Bio Pulse
 Lipólisis
 Masaje Relax B-P
 Masaje Tonificante
 Masaje Energético
 Masaje Conectivo
 Brazos Hinchados
 Capilarización Cara
 Definición
 Línea
 Mejora Tono Piel
 Drenaje Post-Parto
 Lipólisis Post-Parto
 Reafirm. Post-Parto
 Reafirmación Seno
 Modelado Seno

Deporte

Capilarización
 Calentamiento
 (Deportivo)
 Calent. Pre-Competición
 Recuperación Activa
 Fuerza Máxima
 Fuerza Resistente
 Fuerza Explosiva
 Reactividad
 Recuperación Post-Competición
 Hipertrofia

Rehabilitación

Atrofia Cuádriceps (con prótesis rodilla)
 Recuper. Post Oper. LCA
 Prevención Sublux. Hombro

Dolor-Tens

Tens Antál. Convencional
 Dolores Menstruales
 Tens Antál. Modulada
 Osteoartritis Mano
 Tens Endorfinico
 Dolor Crónico
 Dolor al Hombro (Periartritis Escapulo-Humeral)
 Dolor Muscular
 Lumbago Crónico
 Cervicales
 Bursitis-Tendinitis
 Osteoartritis

G-Pulse

Microlifting de senos
 Microlifting escote
 Microlifting Cara
 Elasticidad piel
 Imperfecciones celulitis
 Colágeno BioSkin
 Arrugas
 Arrugas Ojos
 Arrugas de Expresión
 Estrías
 Fortalecimiento Uñas
 Bio peeling
 Hematoma

Deportes especiales

Running
 Esqui
 Golf

Serial Sequential Stimulation "3S"

La lista de los programas "3S" incluye 36 combinaciones de parámetros

Área	Nombre	Hz	Tiempo de Retr. (seg.)
Artos Superiores	SerSeqStim 0,5 seg	30	0,5
	SerSeqStim 1 seg		1
Arto Inferiores	SerSeqStim 2 seg	50	2
	SerSeqStim3 seg		3
Tronco	SerSeqStim 4 seg		4
	SerSeqStim serial		11
TOTAL	36 programas		

Los programas "3S" están caracterizados por un retraso en la activación de los canales 3 y 4 con respecto a los canales 1 y 2. La Serial Sequential Stimulation permite estimular la musculatura en cadena cinética gracias a la activación de los distritos musculares interesados en tiempos diferenciados.

El término "tiempo de retraso" indica los segundos que el impulso siguiente tarda en salir.

Microcorrientes

Epicondilitis
 Periartritis escap-hum
 Contusión
 Ciática
 Lumbago
 Dolor Agudo
 Dolor Articular
 Tortícolis
 Latigazo
 Esguince hombro
 Esguince rodilla
 Inf. Tendinosa

Incontinencia

Incontinencia Mixta
 Incontinencia por Estrés
 URGE Incontinencia