

MOTO PRO | *my Sport, my Passion*

El electroestimulador MOTO PRO es el novísimo compañero de viaje para todos los aficionados de las dos ruedas. MOTO PRO se ocupará de todos los aspectos de la forma física del motociclista, ofreciendo propuestas de entrenamiento que harán sus salidas aún más agradables. ¡MOTO PRO es un verdadero entrenador personal!

Los programas específicos para el motociclismo se dividen en tres grandes áreas principales.

ÁREA "PREPARACIÓN FÍSICA"

Se trata de 19 programas para mejorar las calidades musculares del motociclista, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los que practican el motocross o utilizan la moto de carretera. Los objetivos principales de esta sección son:

- mejorar la conducción y aumentar las horas pasadas sobre la moto sin sentir dolores musculares;
- entrenar, con programas específicos, los músculos de los que practican motocross / enduro / circuitos no asfaltados;
- entrenar la resistencia de los músculos de las manos y los antebrazos para garantizar una buena adherencia al manillar;
- reforzar los músculos lumbares para mantener una correcta posición de conducción durante mucho tiempo;
- mejorar la resistencia al esfuerzo y, por consiguiente, la lucidez en la conducción.

ÁREA "DOLOR-INFORTUNIOS"

Se trata de 9 programas para tratar los traumatismos y los trastornos comunes del motociclista. Se incluyen tratamientos específicos para:

- desentumecer las tensiones musculares en la zona cervical y los hombros.
- favorecer la reabsorción de hematomas y contusiones;
- aliviar dolores musculares y articulares como dolor de espalda, dolor de hombro, dolor de muñecas, etc...;
- esguinces de rodilla e inflamaciones del tendón rotuliano.

ÁREA "RECUPERACIÓN"

Se trata de 4 programas para la relajación muscular.

En especial, estos programas tienen el objetivo de:

- desentumecer los músculos contraídos después de un día en la moto;
- acelerar la recuperación entre una sesión y la otra en caso de que se practicara más carreras en un día;
- aliviar cuello y trapecio cuando están cansados por el casco.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Canales: 4 CANALES independientes

Frecuencia: 0,3 – 150 Hz

Potencia: 120 mA por canal

Amplitud de impulso: 40 – 450 μ s

Forma de onda: cuadrada, bifásica, simétrica, compensada

Alimentación: batería recargable

Pantalla retroiluminada

Dispositivo de Clase II A

Conforme a la directiva 93/42/CEE-2007/47/CEE

DOTACIÓN

1 Bolsa

1 Estimulador MOTO PRO

4 Cables para la conexión a los electrodos

2 Cables para tratamientos con MCR e Ionoforesis

4 Electrodo autoadhesivos cuadrados

4 Electrodo autoadhesivos rectangulares

1 Cargador de baterías

1 Manual de usuario

MOTO PRO | 256 programmi

LISTA COMPLETA DE LOS PROGRAMAS

58 FITNESS | 53 DEPORTE | 36 BELLEZA | 32 ESPECIAL MOTOCICLISMO | 23 MICROCORRIENTES
18 SERIAL SEQUENTIAL "3S" | 13 CARA/PIEL/G-PULSE | 12 DOLOR/TENS | 7 ACTION NOW
3 REHAB | 1 IONOFORESIS

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA EL MOTOCICLISMO

PREPARACIÓN FÍSICA	DOLORE-INFORTUNI	RECUPERACIÓN
MOTOCROSS/ ENDURO /CIRC. NO ASF.	DOLOR CERVICAL	DESCONTRACTURANTE
REFUERZO ESPECÍFICO	CONTRACTURAS MUSCULARES	
RESISTENCIA	TENS ANT. LUMBARES	
ACTIVACIÓN PRE-COMPETICIÓN	TENS ANT. DOLORES RODILLA	
MOTO DE CARRETERA	HEMATOMAS	
REFUERZO ESPECÍFICO	CONTUSIONES	
	ESGUINCE RODILLA	
	INFLAM. TENDÓN ROTULIANO	

Los programas pueden estar divididos en áreas del cuerpo. De esta manera, garantizan tratamientos muy específicos y personalizados según el músculo que hay que estimular. Además, MOTO PRO piensa no solo en el motociclista, sino también proporciona muchísimos otros programas.

FUNCIONES ESPECIALES

- **ACTION NOW:** permite activar la contracción muscular a través de un control exterior activado por un operador; de esta manera, es posible asociar la estimulación a la contracción voluntaria del sujeto, obteniendo una mayor participación de fibras musculares y un importante efecto coordinativo.
- **SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION "3S":** permite estimular los músculos afectados de manera secuencial. De este modo, se reproduce el movimiento natural gracias a la activación, en tiempos diferentes, de los distintos grupos musculares afectados.
- **MULTI-USUARIO:** es posible memorizar hasta 10 usuarios diferentes y crear una gama de programas personalizados según los objetivos individuales.
- **SYNCROSTIM:** pulsando simplemente una tecla, es posible aumentar la intensidad de los 4 canales simultáneamente.
- **FUNCIÓN RUN TIME:** esta función permite modificar el tiempo, la frecuencia y la amplitud del impulso durante el tratamiento.
- **MODO AUTOMÁTICO (AUTO STIM®):** permite efectuar un programa de manera automática, sin tener que ajustar manualmente la intensidad.
- **PROGRAMABLE:** 15 memorias libres, solo EMS y TENS.
- **FUNCIÓN 2+2:** permite ejecutar dos programas diferentes simultáneamente.
- **FAVORITOS:** permite memorizar hasta 15 programas por usuario.
- **ÚLTIMOS 10:** memoriza los últimos 10 programas ejecutados.
- **TRATAMIENTOS PIEL-CARA:** el dispositivo dispone de las corrientes "regenerativas" G-PULSE, capaces de regenerar la producción de colágeno en los tejidos.
- **TIEMPO DE TRABAJO:** indica el tiempo total de empleo del aparato.
- **MY TRAINER:** en la pantalla aparece la posición de los electrodos.
- **STIM LOCK:** permite al usuario bloquear el aparato y que se lleven a cabo solamente los tratamientos que se han guardado.



Para más información sobre la lista completa de todos los programas os invitamos a visitar nuestra página web:

www.globuscorporation.com